

リアライン・レッグプレス発売のお知らせ

株式会社 GLAB

かねてより開発を進めて参りましたリアライン・レッグプレスの発売日が10月1日に決定いたしました。このレッグプレスは、簡便に膝関節のスクリューホーム運動を回復させることを目的として開発してきたものです。

膝関節疾患の治療において、脛骨粗面が外側に偏位している例にしばしば出会います。その原因として、脛骨が外旋かつ外方に偏位している可能性があります（下腿外旋症候群）。このようなマルアライメントは、変形性膝関節症（内側型、外側型、PF型）に共通に見られるほか、半月板損傷、PF関節障害、鷲足炎や腸脛靭帯炎など、多くの膝関節疾患に見られます。このような疾患の予防や対策として、まずは内旋可動域を改善させ、内旋筋の機能を十分に回復させる必要があります。そして、外旋方向に偏位しているキネマティクスを内旋方向に引き戻して、正常なスクリューホーム運動を回復させる必要があります。

このリアライン・レッグプレスは、膝関節の良好なアライメントの維持・回復のために不可欠な役割を果たすことが期待されます。今回、発売と同時にその使用感をお気軽に確認して頂くため“レンタル制度”を提案させていただきます。この機会に是非とも貴院・施設・スポーツチーム等への導入をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

【特徴】

- 軽量（約9kg）：家庭内などで容易に運搬が可能です。
- 安価（69,300円）：クリニック、病院、接骨院、フィットネスクラブ、スポーツ現場、家庭などでお気軽にお使いいただけます。
- 付属のゴムチューブを使うことで、自動介助運動、自動運動、抵抗運動と段階的に膝関節の内旋筋のトレーニングを行えます。
- 内旋位を保ったままでレッグプレス運動を行うことができます。



【使用場所】

1. 医療機関内でのリハビリテーション

ほとんどの膝疾患のリハビリテーションにおいて、スクリーホーム運動回復を目的としてご使用いただけます。軽負荷の自動運動をベースとした運動ですので、急性症状が改善したらすぐにでもお使いいただくことが可能です。必ず医師の指導の下で運動を実施してください。

2. フィットネス

膝のゆがみや脚が気になる方などに、ゆがみのないすっきりとした膝関節を取り戻していただくためにご使用いただけます。また膝のゆがみが、膝周辺の組織を緊張させて下腿以下のむくみの原因となっている場合もあります。

3. 家庭

膝のねじれや脚が気になる方、変形性膝関節症で医療機関でのリハビリが終了した方など、家庭で日々のエクササイズとしてご使用になれます。膝の痛みなどで整形外科での治療経験のある方については、必ず医師にご相談ください。

4. スポーツ

膝のねじれはアスリートのパフォーマンスに重大な影響を及ぼします。鍛えた筋力を最大限に活かすためにも、ねじれのない真っ直ぐな膝を獲得することが大切です。

【使用方法】

1. 医師の許可：痛みや治療中の疾病がある場合は事前に医師にご相談下さい。

2. 準備

- ① **ポジション**：イス座位でご使用ください。
- ② **固定**：足部を足部固定部のマジックベルトでしっかりと固定してください。
- ③ **膝の可動域**：レッグプレスの位置を調節して、膝が最大限伸展できるように配置してください。

3. エクササイズの実施

- ① **内旋運動（自動介助）**：足部内側にあるゴムバンドを引くことにより、介助しながら下腿内旋運動を行います。このとき股関節を内旋させてはいけません。
- ② **内旋運動（自動）**：ゴムバンドを使わずに下腿内旋を行うことにより、自動運動（軽負荷）を行います。このとき股関節を内旋させてはいけません。
- ③ **内旋運動（抵抗運動）**：足部外側にあるゴムバンドを引くことにより、抵抗を与えながら下腿内旋運動を行います。このとき股関節を内旋させてはいけません。下腿が十分に内旋し、なおかつ内側ハムストリングスが十分に緊張し、外側ハムストリングスが弛緩していればこの段階は終了です。
- ④ **内旋位レッグプレス**：足部外側にあるゴムバンドを引きつつ、下腿を十分に内旋します。内旋位を保ったままでゆっくりとレッグプレス運動を反復します。このとき、内側ハムストリングスは常時緊張している状態を保ちます。

【免責事項】

1. 医療機器ではございません

リアライン・レッグプレスは膝の正常なスクリーホーム運動を回復させるために開発した運動機器です。様々な疾患のリハビリテーションに応用できると思われませんが、治療効果を保証するものではありません。使用法や使用の可否については必ず医師や理学療法士にご相談ください。

2. 効果を保証するものではありません

リアライン・レッグプレスは膝の正常な運動を回復させるための運動を行いやすくするために開発した運動機器です。しかしながら、その効果が得られるか否かは、膝の状態や実際の運動の実施状況によって変化します。したがって、上記の効果を保証するものではありません。

3. 製造者責任

リアライン・レッグプレスの使用の結果生じた身体症状の変化に対し、製造元（ミナト医科学）および販売元（GLAB）は一切の責任を負いません。痛みや治療中の疾患がある場合は、必ず医師の指導の下で使用してください。購入から3年以内の期間内で、マニュアル通りの使用によって機器の破損や故障が生じた場合は、保証の対象となります。

【リアライン・レッグプレス レンタル規約】

この規約はリアライン・レッグプレス（商品）の販売元である株式会社 GLAB(甲)と借用者（乙）との合意事項といたします。この規約に記載のない次項が発生した場合は、両者誠意をもって話し合いの上、問題の解決に当たります。

- 1. 無料レンタル期間：**無料レンタル期間は、レンタル依頼者の手元に商品が到着した日を含めて21日間（3週間）とさせていただきます。21日間以内に弊社指定の配送センターに入庫された場合は、料金は発生しませんが、22日目以降に入庫された場合は第2項のレンタル料金が発生いたします。
- 2. 有料レンタル：**商品到着日から21日を超えた場合は、1日につき1,000円のレンタル料金が発生いたします。有料レンタル終了日は、商品が甲の指定する配送センターへの入庫日といたします。
- 3. 所有権：**無料レンタル期間および有料レンタル期間内において、商品の所有権は甲に属します。
- 4. 有料レンタル期間の終了：**有料レンタル期間は90日間（無料レンタル期間を含めて111日間）を上限といたします。90日間のレンタル料金（90,000円）が乙から甲に支払われた後、所有権は甲から乙に移転されます。
- 5. レンタル料金のご請求：**第2項において記載したレンタル料金は、月末にご請求させていただき、翌月末までのお支払いをお願い申し上げます。振込手数料は乙の負担とします。
- 6. レンタル期間中の破損：**レンタル期間中に、マニュアル通りの使用によって生じた破損や故障の修理費は乙にはご請求いたしません。ただし、自然災害、火災、事故、運搬中の落下、衝突、圧縮を含め、通常のレッグプレスの使用法には当たらない事情により生じた破損については、乙の責任とします。
- 7. 免責事項：**別に記載する免責事項は、レンタル期間中にも適用されます。
- 8. 送料：**送料は往復ともに乙の負担とさせていただきます。
- 9. 買取価格：**無料レンタル期間中に本商品のご購入の意思表示があった場合は、定価69,300円にて販売いたします。有料レンタル期間中に本商品のご購入の意思表示があった場合は、90,000円からお支払い済みのレンタル料金を差し引いた金額をご請求させていただきます。

GLAB 取扱商品および定価

株式会社 GLAB では、下肢アライメントを最適化するための商品各種を開発し、販売いたしております。リアライン・インソールはアスリート用、平靴用のインソールで、足部アーチを支持することにより足部から膝への運動連鎖を最適化します。リアライン・インソール・フェムは、ハイヒール専用のインソールで、ハイヒール着用時の足部回外・下腿外旋を防ぎます。バランスシューズは、膝を真っ直ぐに曲げる運動を繰り返すことにより、正常なスクリーホーム運動を学習することができる運動器具です。いずれもリアライン・レッグプレスの効果を持続させ、定着させるために必要なツールとなっておりますので、レッグプレス導入と併せてご検討ください。

1. リアライン商品定価

- リアライン・インソール（サイズ 22～29 ; 8 サイズ、黒）： 5,750 円（税込）
- リアライン・インソール・フェム（サイズ S, M, L、半透明）： 3,990 円（税込）
- リアライン・バランスシューズ<膝関節用>、<足関節用>： 6,825 円（税込）
- リアライン・レッグプレス： 69,300 円（税込）

2. その他の取扱商品

- ストレッチポール各種
- ニトリートテーピング各種
- 書籍（SPTS シリーズ、コアコンディショニングとコアセラピーなど）
- 電子書籍（理療連載、からだサイエンス連載、SPTS シリーズなど）

医療機関様への販売価格、販売方法につきましては弊社までご相談下さい。また、何かご不明な点がございましたら、shop@g-lab.biz（担当：伊藤）までご遠慮なくお問い合わせください。今後とも GLAB をよろしくお願い申し上げます。

GLABshop リアライン商品のご紹介

リアライン(ReaLine)とは「関節の歪みを直すこと」を意味します。

以下のリアライン商品を用いることにより、単に筋力を鍛えるだけでなく、関節を最適な状態に整えながら強化する”リアライン・トレーニング”の効果を倍増させる効果があります。

リアライン・インソール	2000足を超えるスポーツ障害の治療から生まれたインソールです。足の立体的なアーチを、不快感を生まずに効果的にサポートします。足のアーチを支える筋肉が鍛えられ、バネのある足をつくります。	
リアライン・インソール・フェム	ハイヒール専用のインソールです。“リアライン・インソール”のノウハウを集約し、さらにハイヒール特有のふらつき、前滑り、締め付けを防ぐために設計されました。	
バランスシューズ膝関節用	ヒザを真っ直ぐに曲げる動きを習慣化して、膝の障害を予防し、ジャンプ力を向上させる効果が得られます。	
バランスシューズ足関節用	足首のねんざを防ぎ、母趾球に体重を乗せたスポーツ動作を獲得する効果が得られます。膝用との併用をお勧めします。	
リアライン・レッグプレス	膝のねじれを修正するための簡易的レッグプレスマシンです。家庭でもご使用になれます。 近日発売。詳細はお問い合わせください。	

FAX: 0823-70-4550

web: <http://www.GLABshop.com>

株式会社GLAB宛

お問い合わせ : 株式会社GLAE
email : shop@g-lab.bi

ジーラボ



《リアライン・レッグプレス》 レンタル申込用紙



*** 対象商品 (2010年10月現在)**

・リアライン・レッグプレス

株式会社GLAB 宛

以下の通り、リアラインレッグプレスのレンタルに申込み致します。 お申込み日： 20 年 月 日

フリガナ			
*必須 氏名		資格	
医療機関名 (法人名・チー		役職	
*必須 ご住所	〒 -		
*必須 TEL		FAX	
*必須 Email	* 連絡手段となりますので正確にご記入下さい。		
ブログ・HP	http://		

■レンタル希望

リアライン・レッグプレスのレンタルを希望します。無料および有料レンタルの期間について、22日目以降は有料となることを理解しています。また往復の送料は負担いたします。

■期間(予定でも可)

- 21日以内(無料レンタル期間)
- 22日から90日(有料レンタル期間: 1000円/日)
- 111日以上(買取)

■その他のご要望

- リアライン・レッグプレスを用いた膝関節疾患の治療法について、電話やメール等でアドバイスしてほしい。(無料)
- リアライン・レッグプレスを用いた膝関節疾患の治療法について、貴院にて有料セミナー・臨床指導を実施してほしい。(旅費 + 50,000円/時間 ~)
- リアライン・インソール、リアライン・バランスシューズ、リアライン・レッグプレスを用いたリアラインコンセプトによる下肢疾患の治療について、貴院またはその近隣にて実技セミナーを開催してほしい。(旅費 + 100,000円/日 ~)

■ご紹介者情報 (リアライン・レッグプレスを紹介した方の情報をご記入ください)

氏名		資格・職業	
所属		Email	

FAX: 0823-70-4550

web: <http://www.GLABshop.com>

株式会社GLAB宛

お問い合わせ : 株式会社GLAB
email : shop@g-lab.biz



社用欄

	受付	承認		
--	----	----	--	--